



体位変換クッション 『おむみん』

体位変換クッション『おむみん』の特長

1 Functionality しっかりした保持と追従性

ウレタンキューブとビーズの組合せでしっかり支えながら、体に沿って柔軟に変形します。



2 Comfortable 高通気性素材でムレ軽減

吸汗速乾のカバーで肌触りが良く、高通気性の中材で湿気を拡散します。



3 Economy カバーの着脱が可能


シミや破損の際には、カバーだけ交換してコストを削減します。



簡単メンテナンス

- 高通気性素材が乾燥能力を向上！
- 自然乾燥で約 10 時間※
- 施設や家庭内でも洗濯OK
- 熱水消毒 80℃ 10 分にも対応


※ 乾燥環境により多少前後いたします。



自然乾燥で約10時間※



洗濯 OK！



熱水消毒対応



体位変換クッション「おむみん」仕様

CP1-P

サイズ：幅 600mm×奥行 300mm

重量：約 450g

定価：9,680円(税込)

カバー定価：オープン価格



CP2-S

サイズ：幅 600mm×奥行 200mm の三角形

重量：約 500g

定価：10,340円(税込)

カバー定価：オープン価格



CP3-W

サイズ：幅 860mm×奥行 700mm の 4 段構造

重量：約 1,480g

定価：20,570円(税込)

カバー定価：オープン価格



CP4-B

サイズ：幅 820mm×奥行 620mm

重量：約 1,080g

定価：17,930円(税込)

カバー定価：オープン価格



CP5-D

サイズ：幅 1,000mm×奥行 300mm の 2 分割構造

重量：約 770g

定価：14,410円(税込)

カバー定価：オープン価格



各製品共通仕様

中材：ポリウレタンフォーム、オレフィン系熱可塑性複合樹脂

インナー生地：グリーン色ニット生地

アウター生地：グリーン色ニット生地



ポリウレタンフォーム



オレフィン系熱可塑性複合樹脂

※安全にご使用頂くためにご使用の際には必ず医師や看護師のほか理学療法士など専門員に指導を受ける事を推奨します。

■販売店

■製造元



株式会社オムニ商会

<http://omuni.co.jp>

〒069-0210 北海道空知郡南幌町南10線西14番地
TEL.011-378-7080 FAX.011-378-7081