

マットメンテナンスシステム

汚れたカセットだけ洗えるから、とっても清潔・経済的です。


オムニマット メンテナンスシステムの特長

- 1 **ご契約は、便利な賃貸借契約** 料金は単価契約で行い、法的理由による場合は契約数の変更ができます。
- 2 **安心のメンテナンス** ご要望に応じて、メンテナンスの回数を決定します。
- 3 **マットの中身まで、すっきり消毒・洗浄** 目に見えない、奥深くに潜んでいる菌まで退治できます。

オムニマット専用

プリベントパット(清拭用防水カバー)

表面は防水加工で消毒剤等の対応が可能です。
裏面は吸水加工で湿気等を拡散させます。



■コーナーベルト
オムニマットの四つ角に
ベルトで固定

●<プリベントパット> 仕様・定価

■品番	■規格	■材質	■備考	
OP-781	高80×幅780×長1910(mm)	表地フィルム 耐熱性ポリエチレンゴムラミネート 裏地生地 E100% 吸水加工 コーナーベルト装着	リバーシブル	8,580円(税込)
OP-881	高80×幅840×長1910(mm)		表/防水加工	
OP-981	高80×幅900×長1910(mm)		裏/吸水加工	

■オムニマット装着時

■取扱総代理店



健康と快適の明日を考える

ワタキュー セイモア株式会社

本社 〒610-0396 京都府綴喜郡井手町多賀茶臼塚12-2
営業企画本部 〒600-8416 京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コアビル3F
TEL.075-361-4132 FAX.075-361-7523

■支社

九州支社 〒845-8506 佐賀県小城市小城市227-2 TEL.0952-72-5111 FAX.0952-73-2220

■支店

北海道支店 〒047-0198 北海道小樽市新光5-13-3 TEL.0134-54-6525 FAX.0134-54-6580

東北支店 〒989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字上遠野原9-51 TEL.022-392-2141 FAX.022-392-6662

関東支店 〒343-0851 埼玉県越谷市七左町3-192 TEL.048-988-1288 FAX.048-988-5510

東京支店 〒252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1-3 TEL.042-773-3511 FAX.042-773-1108

名古屋支店 〒489-0979 愛知県瀬戸市坊金町46 TEL.0561-83-4455 FAX.0561-83-9905

近畿支店 〒610-0396 京都府綴喜郡井手町多賀茶臼塚12-2 TEL.0774-82-5101 FAX.0774-82-4831

中国支店 〒700-0845 岡山県岡山市南区浜野3-17-34 TEL.086-264-6421 FAX.086-264-0213

四国支店 〒793-0003 愛媛県西条市ひうち18-24 TEL.0897-52-5231 FAX.0897-52-5232

お問い合わせは、上記最寄りの支社・支店まで

■製造元



株式会社オムニ商会

<http://omuni.co.jp/>

〒069-0210 北海道空知郡南幌町南10線西14番地

TEL.011-378-7080 FAX.011-378-7081

<取扱い上のご注意>

- 火気のある場所では使用しないで下さい。
 - 変色する場合がありますので、洗濯の際の使用洗剤には塩素系を使用しないで下さい。
 - 口には入れないで下さい。
- ※商品を詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。※仕様などについては変更となる場合がありますのでご了承下さい。



OMUNI


オムニマット

3Caset Rotation Mattress

OMUNI MAT | オムニマット

普通のマットレスは、もういない。ふとんでもマットレスでもない新発想。


常識を変える 交換可能な3カセットローテーション



OMUNI
オムニマット



シリコン樹脂加工
(セットカバー裏面)



プロファイル構造

寝心地の良い適度な硬さを実現

特殊な発泡による、高密度で耐久性の高いウレタンフォームを中素材に採用。オムニマットだけで利用できる適度な硬さになっています。

すべり止め付きで、安全にも配慮

セットカバーの裏面には、すべり止め効果の高いシリコン樹脂を接着加工。ギャッチベッドに使用しても、ズレにくく、より安全性にも配慮しました。

●<オムニマット>仕様・定価

OH-781M / 緑	(厚)80mm×(幅)780mm×(長)1910mm	(重)約4.00kg	52,030円(税込)
OH-881M / 紺	(厚)80mm×(幅)840mm×(長)1910mm	(重)約4.95kg	
OH-981M / 茶	(厚)80mm×(幅)900mm×(長)1910mm	(重)約5.35kg	

※製品のラベルとバイヤステープの色で、緑・紺・茶とサイズ分けしています。
※掲載の重量は乾燥時のもので、外気の湿度等により若干の誤差があります。

オムニマット・オプション

専用シーツの利用で、さらに省力・省スペース

クイックケアシーツ

上下・両端を筒状に縫った専用シーツです。



スピーディーなベッドメイク

上下・両端を筒状に縫った専用シーツです。マットの頭部にかぶせ手前に引き、足部分にかぶせるだけで、一人でスピーディーなベッドメイクが可能です。

耐久性が高く、長持ち

低温プラズマ加工によって、生地ポリエステル(49%)部分の表面に半永久的な防汚性、吸水性、制電性を付与。洗濯耐久性が強く、長持ちするシーツです。

●<クイックケアシーツ>仕様

<生地> ポリエステル 49%/綿 51%/収縮率 3%以内

OR-M-G (色糸:緑)	(幅)1400mm×(長)1950mm	(重)約485g
OR-L-B (色糸:青)	(幅)1500mm×(長)2000mm	(重)約535g

※掲載の重量は乾燥時のもので、外気の湿度等により若干の誤差があります。

プリベントシーツ

簡単装着で、時間・手間を軽減します。



介護の時間や手間を軽減

汚れ、汗などを吸収し、さらにワッフル織りの窪みによって肌との接触面を少なくし、マットの汚れを少なくすることで、介護する人の時間や手間を軽減します。

従来のベッドパットの約半分の重さ

汚れ防止・汗取りだけを目的に、軽くコンパクトに設計。背中と腰の汚れやすい部分だけをカバーする長さになっています。

●<プリベントシーツ>仕様

<生地> 綿 100%


OS-970-1400 / ショート	(幅)970mm×(長)1400mm	(重)約690g
OS-970-1900 / ロング	(幅)970mm×(長)1900mm	(重)約910g

※掲載の重量は乾燥時のもので、外気の湿度等により若干の誤差があります。

オムニマットは 持ち運びラクラク。スペースもとらない。



幅1m以内・約4~5kgの軽量・コンパクト設計。看護師スタッフ一人で手軽に持ち運びできます。



コンパクトな3つ折り、厚さ25cm以内だからキッチリと積めて、収納スペースもすっきり。



取り外しが簡単なカセットは、1つが約1.5kg。汚れたカセットだけ、手軽に入れ替えます。